

DE

Prebond SE[®]

Gebrauchsanweisung

Prebond SE Self Etch ist ein Self-Etch, lichthärtend Einkomponenten- Klebstoff für den Klebstoff Wiederherstellung Technik.

Zusammensetzung
Prebond SE enthält funktionelle MDP Monomer, Methacrylat, Photoinitiatoren, Ethanol, Wasser.

Weitere Einsatzgebiete Können in den folgenden Bereichen eingesetzt werden:

- Mit Überempfindlichkeit Behandlungen
- Mit Wurzeloberfläche Empfindlichkeit Behandlungen
- Mit dem Hohlraum und Dentin Lacke
- Mit Pit und Riss Sealents Indikationen für den Einsatz Klebstoff für die adhäsive Restauration Technik verwendet der direkten un d indirekten Restaurationen.

- Befestigung von Composite-Material und Kompomer am Schmelz und Dentin
- Klebebefestigung von Restaurationen aus Keramik oder Verbundstoff bei Schmelz und Dentin
- Befestigung und Reparatur von lichthärtenden Composites am Hybrid-Keramik, Komposit, Metall oder Amalgam

- Auch als Dentin-Versiegelung

Nebenwirkungen
Nebenwirkungen dieses Medizinproduktes sind extrem selten, wenn sie richtig vorbereitet und aufgebracht.

Sollten Sie trotzdem unerwünschte Nebenwirkungen - auch in Zweifelsfällen - dann wenden Sie sich bitte Kontaktieren Sie uns und geben Sie eine genaue Beschreibung der Umstände und Symptome.

Bestandteile Prebond SE kann dazu führen, Empfindlichkeit oder eine allergische Reaktion mit einer Prädisposition Person.

Arbeitsanweisung
Stellen Sie sicher, dass die Verarbeitungshinweise und Vorsorgemaßnahmen im mitgelieferten beschriebenen Produktinformationen sind immer strikt einhalten. Sollte der Patient leiden unerwünschte Reaktionen oder andere unerwünschte Vorkommnisse ergeben obwohl diese Anweisungen befolgt wurden, dann bitte Informieren Sie uns und geben Sie eine genaue Beschreibung der Umstände.

Wechselwirkungen
Phenole und andere Stoffe (beispielsweise. Zinkoxid-Eugenol), die bewirken können Polymerisation, darf nicht mit kontaktiert werden Prebond Se Self Etch. ein.

Konventionelle Füllung-Technik
a) Herstellung des Hohlraums Gemäß den Prinzipien der Sanieren-Technik. Bei Bedarf kann ein punctual Capping der Pulpe mit einer starken-Einstellung Calciumhydroxid-Zement-gesetzt werden soll.

Konditionierung von Schmelz mit einem Finierer.
Unpolished Schmelz mit geätzt werden Atz-Gel oder gereinigt mit Bimstein. Danach Spülen Schmelz gut und trocknen. Die Verwendung von Dampf empfohlen für hygienischen Gründen.

b) Anwendung Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch gut und geben einen Tropfen in eine Ausgabeböschung gut. Bewerben leicht Prebond SE für 20 s an Dentin 8773 0 ° C 22 ° C und Schmelz.

Trocknen Sie sanft mit Öl freier Luft der Prebond SE Selbst Etch für 5 s. Danach lichthärteten 10 s (Halogen-oder LED-Polymerisation-Vorrichtung mit einem Licht-Intensität > 800 mW / cm²). Wenn das Licht-Intensität ist niedrig der lichthärtenden verlängert entsprechend.

c) Füllungen aus Komposite und Kompomer Verwenden Wiederherstellungsmaterial nach dem Anweisungen des Herstellers.

2. Befestigung von Inlays / Onlays, Veneers und Kronen Bei der Verwendung von Prebond SE ist es,

dass genügend zu beobachten Licht (gemäß den Anweisungen des Hersteller) in die vollständige immer **Restauration.**

a) Vorbereitung der Restauration Bereiten Sie die Wiederherstellung oder die Arbeits- Anweisungen der entsprechenden Substanzen.

b) Herstellung des Hohlraums Wie in Punkt 1.1 beschrieben.

c) Anwendung Wie in Punkt 1.2 beschrieben.

d) Zementierung Gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Adhäsion von anderen Oberflächen
a) Herstellung

b) Keramik
Intraorale Anwendung:
Ceramic Flächen sollten mit einem aufgeraut werden Diamantbohrer, sandgestrahlt oder mit 37% geätzt Phosphorsäure-gespült und getrocknet mit ölfreier Luft.

Extraoralen Anwendung:
Ceramic Oberflächen können mit 5% HF geätzt werden danach gespült und getrocknet mit ölfreier Luft.

Optional:
Silansierung von keramisch-Oberflächen (nach Anweisungen des Herstellers)

c) Metall-und Amalgam Rauen Oberflächen mit einem Diamantbohrer oder sandstrahlen sie. Danach sauber mit Strom jet oder Aceton und trocken mit ölfreier Luft.

d) Composite Oberflächen von Verbundwerkstoffen sind mit aufgeraut werden Diamantbohrer oder sandgestrahlt, gereinigt mit Phosphorsäure, spült und trocknet mit ölfreier Luft.

e) Anwendung
Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch gut und geben einen Tropfen in die Ausgabeböschung gut. Verschießen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Bewerben

Prebond SE Self Etch mit ein Einweg-Bürste für 20 s auf die Oberfläche. Trocknen Sie die Verklebung vorsichtig für 5s mit ölfreier Luft. Danach lichthärteten 10 s (Halogen-oder LED-Polymerisation- Vorrichtung mit einem Licht-Intensität > 800mW/cm²). Wenn das Licht-Intensität geringer die lichthärtenden verlängert entsprechend.

f) Wiederherstellung Verwenden Sie die Wiederherstellung -Material nach dem Anweisungen des Herstellers.

4. Versiegelung des Dentins Bitte beachten Sie die Arbeitsanweisung an der Stelle 1,1 und 1,2.

Notfall-Maßnahmen
Auch Gefahr am Patienten während versehentlich verschluckt wird unter Berücksichtigung der kleinen Mengen (Anwendung mit Einweg-Bürste) nicht zu erwarten. Wenn es einen direkten Kontakt mit die Mundschleimhaut erreichen, sorgfältig mit Leitungswasser. In Bei Augenkontakt spülen Sie sorgfältig mit Leitungswasser. Für die Auswertung und nach der Behandlung an einem Augenarzt.

Toxikologische Wirkung
Die Toxizität des direkten der vitalen Dentin Kontaktierung und dementsprechend Prebond SE eingesetzt werden, die dringt in die Dentinkanälchen ist vergleichbar mit glasionomerement oder polycarboxylat.

Folgend Beachten
Nur für den Einsatz von Zahnärzten oder Zahntechnikern oder Menschen, die von ihnen zugeordnet sind. Fern halten von Kindern! Entsorgen Sie nur rückstands frei weniger Verpackung. Lagerung und Kennzeichnung Verfallsdatum und LOT - siehe Packt. Lagerung 4-22 ° C/39-72 ° F Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.

Hygienische Empfehlungen
Die Einhaltung der folgenden Empfehlungen sorgt für eine optimale hygienische Bedingungen bei der Verwendung Prebond SE.

- Einweg-Bürsten sollten nur an einem verwendet werden Patient

- Schließen Flasche nach Gebrauch sofort und desinfizieren sie mit aktuellen Agenten.

Verpackung
Prebond SE, 5ml

FR

Prebond SE[®]

Manuel D'utilisation

Prebond SE à auto-gravure est un adhésif à phase unique qui se durcit par le rayon et qui est utilisé dans la technique de restauration adhésive.

Sa composition
Prebond SE à auto-gravure contient du monomère MDP fonctionnel, du méthacrylate, du photo-initiateur, de l'éthanol et de l'eau.

Domaine d'utilisation
Agent d'adhésion pour les techniques de restauration à collage dans les restaurations directes et indirectes.

- Fixation du matériel composite sur la surface de l'émail et de la dentine.

- La fixation sur l'émail et la dentine des restaurations de céramique ou de composite par le collage. – Dans la réparation du composite sur la céramique hybride, composite et compomère qui se durcit par le rayon lumineux et sur les surfaces de métal ou d'amalgame.

- Il est également approprié pour l'utilisation comme couverture de dentine. **Autres domaines d'utilisation**
Il est approprié pour l'utilisation dans les cas suivants:

- Agent de désensibilisation

- Dans le traitement de la sensibilité de la surface de racine

- Avec le vernis de cavité et de dentine

- Avec les couvertures de fosse et de fissure

Effets secondaires
Il est rare qu'il se produise un effet secondaire après l'application de ce produit médical. Quand on a à faire avec un effet secondaire indésirable, - même quand il s'agit d'un petit doute - mettez-vous en contact avec le fabricant.

Il est important de noter que les renseignements détaillés concernant les symptômes. Dans les constitutions physiques sensibles, certaines composantes de Prebond se pourraient causer de la sensibilité de l'allergie.

Instructions d'utilisation
Conformez-vous toujours aux articles de précaution et prévention et aux renseignements relatifs au produit expliqués dans le présent manuel. Si, bien qu'on se soit conformé à ces instructions, les patients dont la réaction indésirable ou que des événements indésirables se produisent, assurez un flux de renseignements détaillés concernant la situation.

Interactions
Les phénomènes et autres produits qui pourraient influencer la polymérisation (par exemple, oxyde de zinc, eugénol) ne doivent pas être mis en contact avec Prebond SE.

1. Techniques de plomage conventionnel
a) Préparation de la cavité
Réalisez l'application en direction des techniques de restauration. Si nécessaire, fermez la pulpe avec le ciment contenant de l'hydroxyde de calcium. Préparez la région en utilisant la fraise de finition sur l'émail. Il faut cautériser avec de l'acide la surface de l'émail ou celle-ci doit être nettoyée avec de la pierre à poncer.

Puis, il faut laver et nettoyer l'émail. Les valeurs hygiéniques obligent, il est conseillé d'utiliser du rubberdam.

b) Application Agitez bien le flacon avant l'utilisation et versez - en une goutte dans le godet de mélange. Appliquez Prebond SE pendant 20 secondes dans la région de dentine et d'émail. Séchez Prebond SE 20 d'après la coupe soignée à l'aide d'air sans huile.

Durcissez-le à la densité de rayon de > 800 mW/cm² à l'aide de l'appareil de polymérisation LED. Si la densité de rayon est basse, la durée de durcissement se prolonge en conséquence.

c) Plombages de composite et de compomère
Utilisez le matériel de restauration en direction des instructions du fabricant.

2. Fixation des Inlay / Onlay, Veneers et couronnes
Quand on utilise Prebond SE, assurez-vous que la lumière laser a atteint la restauration (en direction des instructions du fabricant).

3. Préparation avant la restauration Préparez la restauration en direction des instructions d'utilisation de l'article concerné.

4. Préparation de la cavité Comme expliqué à l'article 1.1.

5. Application Comme expliqué à l'article 1.2.

6. Cimentation
En direction des instructions du fabricant.

7. Collage des autres surfaces
a) Préparation

b) Application intra-orale des céramiques:
Les surfaces en céramique doivent être rendues rugueuses par la fraise diamant, le sablage ou à l'aide d'acide phosphorique à 37 %, être lavées et essuyées avec de l'air sans huile.

Applications hors de la bouche: Les surfaces en céramique peuvent être brûlées avec de l'acide à 5 %, lavées et puis, séchées avec de l'air sans huile.

Optional:
Cimentation des surfaces en céramique (en direction des instructions du fabricant)

c) Métal et amalgame
Rendez la surface rugueuse à l'aide de la fraise diamant et de l'appareil de sablage. Puis, nettoyez-la à l'aide de la machine à vapeur ou de l'acétone et séchez-la à l'aide de l'air sans huile.

d) Composite
Les surfaces composites doivent être rendues rugueuses par la fraise diamant ou à l'aide de l'appareil de sablage, lavées et nettoyées avec de l'acide phosphorique et séchées avec de l'air sans huile.

e) Application Agitez bien le flacon avant de l'utiliser et versez une goutte dans le godet du mélangeur. Fermez tout de suite le couvercle du flacon après utilisation. Appliquez Prebond SE sur la surface pendant 20 secondes à l'aide d'une brosse à usage unique. Séchez pendant 5 secondes l'agent de collage à l'aide d'air sans huile.

Et après, durcissez-le avec le rayon lumineux pendant 10 secondes (à l'aide de lampe halogène d'une densité de >800 mW / cm² ou de l'appareil de polymérisation LED). Si la densité de la lumière est basse, la durée de durcissement se prolonge en conséquence.

f) Restauration
Utilisez le matériel de restauration en direction des instructions de son fabricant.

g) Fermeture de la dentine
Conformez-vous aux instructions des articles 1.1 et 1.2.

Interventions d'urgence
N'oubliez pas que des dangers aigus pourraient se produire par suite de l'avalèment, par mégarde, des petites parties par les patients (application de brosse à usage unique). En cas de contact direct avec la muqueuse buccale, lavez la partie concernée avec de l'eau de robinet abondante. En cas de contact avec de l'yeu, lavez-les immédiatement avec de l'eau de robinet abondante. Après le traitement, adressez-vous à un ophtalmologue.

Effets toxicologiques
La toxicité résultant de la pénétration de Prebond SE dans le canal de dentine par suite de son contact avec la région de dentine vitale est la même que l'application de ciment verre ionomère ou de ciment polycarboxylate.

Note
Ce produit est conçu pour être utilisé par les dentistes ou les techniciens dentaires. Mettez-le à l'abri des enfants. Quand le flacon est tout à fait terminé, détruisez-le.

Conservation et marquage
Regarder l'emballage pour l'information sur la durée de vie et le LOT.

Conservation
4 - 22 ° C / 39 - 72 ° F

Gardez le loin de la lumière solaire et de la chaleur.

Recommandations hygiéniques
Si on observe les recommandations en haut lors de l'utilisation de Prebond SE, on obtiendra une force d'adhésion plus hygiénique et plus grande.

- Les brosses à usage unique ne doivent être utilisées que pour un seul patient.

- Fermez tout de suite le flacon après l'usage et conservez-le à l'état désinfecté.

Conditionnement
Prebond SE, 5 ml

ES

Prebond SE[®]

Instrucciones de Uso

Prebond SE Self Etch es un auto-aguafterte, un componente adhesivo, foto polimerizable para la técnica de restauración adhesiva.

Composición:
Prebond SE contiene monómero MDP funcional, metacrilato, foto iniciadores, etanol, agua.

Otros áreas de uso:
Puede ser usado junto en las siguientes áreas:

- Con tratamientos hiper-sensitivos

- Con tratamientos sensitivos Superficie Raiz

- Con Barnices Dentina y Cavidad

- Con Cubiertas de Fosas y Fisuras

Indicaciones para su uso
Adhesivo para la técnica de restauración adhesiva usada en restauraciones directas e indirectas.

- Fijación de material compuesto y compuestos en esmalte y dentina.

- Fijación adhesiva de restauraciones de cerámica o compuestos en esmalte y dentina

- Fijación y reparación de compuestos foto curado en cerámica híbrida, compuesto, metal o amalgama

- También usable como sellador de dentina

Efectos secundarios
Los efectos secundarios con el producto medico son extremadamente raros si esta propiamente preparado y aplicado. Si encuentra efectos secundarios indeseables - aun en caso de duda - entonces por favor contactarnos y de una descripción precisa de las circunstancias y síntomas.

Las partes constituyentes de Prebond SE pueden llevar a sensibilidad o a una reacción alérgica con una persona predisposta.

Instrucciones de Funcionamiento
Asegúrese que las instrucciones de proceso y medidas de precaución descritas en la información del producto suministrado sean siempre estrictamente observadas.

El paciente sufre reacciones indeseables o cualquier otro incidente no deseado surgidas aun cuando estas instrucciones han sido observadas, por favor informenos y denos una descripción precisa de las circunstancias.

Interacciones
Fenólicos y otras substancias (por ejemplo zinc -óxido -eugenol) que pueden afectar la polimerización, no deben contactarse con C-Bond Auto Aguafterte.

1. Técnica de plomado convencional
a) Preparación de la cavidad
De acuerdo con los principios de la técnica de restauración, si es necesario debe fijarse una nivelación punccional la pulpa con un fuerte ajuste cemento hidróxido de calcio.

El acondicionamiento del esmalte con rebaba de acabado. El esmalte sin pulir está a ser grabado con gel de grabado caustico o limpiado con piedra pómez.

Después enjuague bien el esmalte y séquelo. El uso de presa se recomienda por razones higiénicas.

b) Aplicación
Agite bien la botella antes del uso y de bien una gota dentro de un dispensante.

Antes de gerarime Prebond SE por 20 segundos a la dentina y esmalte. Seque ligeramente con aire libre de aceite el C-Bond Auto Aguafterte por 5 segundos.

Después foto curada por 10 seg. (Halógeno - o - dispositivo polimerización LED con una intensidad de luz de >800 mW/cm²). Si la intensidad de la luz es baja, la foto curada se prolonga correspondientemente.

c) Rellenos de compuesto y compomero
Use material de restauración de acuerdo a la instrucción del fabricante.

2. Fijación de inlays/onlays, chapas y coronas
Mientras use Prebond SE es para observar que luz suficiente (de acuerdo a las instrucciones del fabricante) está entrando en la restauración completa.

a) Preparación de la restauración
Prepara la restauración concniente a las instrucciones de trabajo de la substancia correspondiente.

b) Preparación de la cavidad
Como se describe en el punto 1.1

3. Adhesión de otras superficies
a) Preparación
b) Cerámicas
Aplicación intra-bucal:

Las superficies de cerámica deben ser asperizadas con una rebaba diamante, arenadas o grabadas con 37 % ácido fosfórico. (z.B. Extra Gel), enjuagadas y secadas con aire libre de aceite.

Aplicación Extra Bucal
Las superficies de cerámica pueden ser grabadas con 5 % ácido HF después enjuagadas y secadas con aire libre de aceite.

Optional:
Silanización de superficies cerámicas (de acuerdo a las instrucciones del fabricante)

c) Metal y Amalgama
Hacer ásperas las superficies con una rebaba diamante o limpiarlas con chorro de arena.

Después limpie con corriente de jet chorro a corriente (extra bucal) o acetona y seque con aire libre de grasa.

d) Compuesto
Las superficies de los compuestos deben hacerse ásperas con rebaba diamante o con chorro de arena, limpiadas con ácido fosfórico, enjuagadas y secadas con aire libre de grasa.

e) Aplicación
Agite bien la botella antes de usar y de una gota dentro de la dispensa. Cierre la botella inmediatamente después de usar. Applique C Bond Auto Aguafterte con un cepillo desechable por 20 segundos sobre la superficie. Seque la unión suavemente por 5 segundos con aire libre de grasa. Después foto polimerice por 10 segundos (dispositivo Polimerización LED o halógeno con una intensidad de luz a > 800 mW/cm²). Si la intensidad de luz es baja la foto polimerización se prolonga correspondientemente.

f) Restauración
Use el material de restauración de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

4. Sellado de la Dentina
Por favor tome nota de las instrucciones de funcionamiento en el punto 1.1 y 1.2.

Medidas de Emergencia
No se espera un peligro agudo en el paciente durante la deglución accidentalmente considerando las pequeñas cantidades (aplicación con cepillo desechable). Si hay un contacto directo con la mucosa bucal enjuague cuidadosamente con agua del grifo. En caso de contacto con los ojos enjuague cuidadosamente con agua del grifo.

Para la evaluación y después del tratamiento, contacte a un oftalmólogo.

Efecto Toxicológico
La toxicidad del contacto directo con la dentina vital y de acuerdo al Prebond SE usado que penetra los canales de la dentina, es comparable con glasionomerement o poli-carboxilato.

Note
Solo para uso de dentistas o técnicos dentistas o gente que está asignada por ellos. Manténgalo alejado de los niños. Dispone solo de embalaje de menos residuos.

Almacenamiento y marcado
Fecha de Expiración y LOTE – ver paquete

Almacenamiento
4-22 ° C / 39 - 72 ° F

Mantén alejado de la luz solar y fuentes de calor.

Recomendaciones Higiénicas
La adherencia a las siguientes recomendaciones asegura términos de higiene óptimos mientras usa Prebond SE.

- Los cepillos desechables deben ser usados solo para un paciente.

- Cierre la botella inmediatamente después de usar y desinfectelas con agentes actuales.

Embalaje
Prebond SE, 5 ml

TR

Prebond SE[®]

Kullanma Kılavuzu

Kendinden dağılmalı Prebond SE, yapıştrılmalı restorasyon tekniğinde kullanılan işinla sertleyen tek aşamalı yapıştırıcıdır.

İçerşi
Prebond SE fonksiyonel MDP monomer, metakrilat, fotoinitiatör, etanol ve su içerir.

Kullanım alanı
Direkt ve indirekt restorasyonlarda yapıştrılmalı restorasyon teknikleri için yapıştırma ajanı.

- mine ve dentin yüzeyinde komposit materyalinin sabitlenmesi,

- mine ve dentin yüzeyinde seramik veya kompozit restorasyonlarının yapıştırılarak sabitlenmesi.

- Hibrit seramik, işinla sertleyen kompozit ve komposer, metal veya amalgam yüzeylerine kompozitin tamirinde.

- Dentin örtücü olarak kullanıma uygundur.

Diğer Kullanım Alanları
Aşağıdaki vakalar ile beraber kullanıma uygundur:

- Hassasiyet giderici

- Kök Yüzeyi hassasiyet tedavisinde

- Kavite ve dentin verniği ile beraber

- Pit ve fissür örtücü ile beraber

Yan Etkileri
Bu medikal ürün uygun hazırlamp uygulandığında yan etki oluşması ihtimali çok nadirdir. İstenmeyen her hangi bir yan etki ile karşılaşıldığında - şüphe dahi olsa - lütfen bizim ile irtibata geçerek vaka ve semptomlar hakkında detaylı bilgi vermek üzere. Hassas bünyelerde Prebond SE bazı içerikleri hassasiyet veya alerji oluşumuna yol açabilir

Kullanım Talimatları
Bu kılavuzda anlatılan onleyici tedbir maddelerine diğer bilgilerine her zaman uyunuz. Bu talimatları uymulasına rağmen hasta beklenmeyen tepki veriy veya istenmeyen olaylar gelişirse durum hakkında detaylı bir şekilde bildiği akışı sağlayınız.

Etkileşimler
Polimerizasyonu etkileyebilecek Fenolik ve diğer maddeler (örn. çinko asit ojenol) Prebond SE ile temas ettirilmemelidir.

1. Konvansiyonel dolgu teknikleri
a) Kavite Hazırlığı
Restorasyon teknikleri prensipleri doğrultusunda uygulamayı gerçekleştiriniz. Gerekteğinde pulpanın kalıyımını hidroksit içerikli siman ile kapatınız. Mineyi bitirirm önce kulanarak bölgeyi hazırlayınız. Cilanamın mine yüzeyi asit ile dağılmalı veya pamuc ile yüzey temizlenmeli. Ardından mineyi yıkayıp kurulayınız. Hijyenik değerler gereği rubberdam kullanımı tavsiye edilir.

b) Uygulama
Kullanımdan önce işeiyi iyice çalkalayınız ve karıştrma gödesine bir damla damlatınız. Dentin ve mine bölgesinde Prebond SE 20 sn. boyunca uygulayınız. Yağız hava yardımı il Prebond SE nazik bir şekilde kurutunuz. >800 mW/cm² işin yoğunluğunda LED Polimerizasyon cihazı yardımı ile sertleştiriniz. İşin yoğunluğu düşük ise sertleşme süresi ona bağımlı olarak uzar.

c) Kompozit ve Kompomer dolguları
Restorasyon materyali üreticisinin talimatları doğrultusunda kullanınız.

2. Inlay/Onlay, Veneers ve kronların sabitlenmesi
Prebond SE kullanırken yeterli işyeri (üreticinin talimatları doğrultusunda) restorasyona ulaştığınız emin olunuz.

a) Restorasyon öncesi hazırlık
İlgili maddenin kullanıml talimatları doğrultusunda restorasyonu hazırlayınız.

b) Kavite hazırlığı
1.1 maddede izah edildiği gibi

c) Uygulama
1.2 maddede izah edildiği gibi

d) Simantasyon
Üreticinin talimatları doğrultusunda

3. Diğer yüzeylerin yapıştırılması
a) Hazırlık
b) Seramikler
İn traor a l application: Seramik yüzeyler elmas frez, kumlama veya %37 fosforik asit yardımı ile pürüzlendirilme, yıkanmalı ve yağız hava ile kurulanmalıdır.

Prebond SE®

Istruzioni d'Uso









PRESIDENT DENTAL GmbH
 Kesselbodenstrasse 5, 85391 Allershausen, Germany
 Tel: +49 8166 389 9 820 • Fax: +49 8166 389 9 821
www.presidentdental.com • info@presidentdental.com